Système d'analyse sanguine epoc

Notes sur les mises à jour : logiciel du système epoc, Version 3.45.0

Présentation

Cette note de mise à jour annonce la sortie du logiciel du système epoc version 3.45.0. La version 3.45.0 du logiciel du système epoc remplace toutes les versions du logiciel du système epoc expirant le 8 décembre 2026 à midi.

Actions requises

Cette note de mise à jour contient des informations importantes sur l'utilisation de votre système epoc. Veuillez consulter cette mise à jour dans son intégralité avant de procéder à la mise à niveau du logiciel du système epoc version 3.45.0. Pour toute question, contactez votre représentant local de l'assistance technique Siemens.

- Téléchargez le fichier de mise à niveau **epoc.3.45.0a.zip** et la **fiche de valeurs électronique (eVAD)** pour la configuration des capteurs 49.1 à partir de la bibliothèque de documents Siemens Healthineers (siemens-healthineers.com/document-library). Pour en savoir plus sur l'accès à la bibliothèque de documents, reportez-vous à la mise à jour produit : Site Web de la Bibliothèque de documents (51016458). Une fois le téléchargement terminé, assurez-vous de DÉZIPPER (décompresser) les fichiers.
- Remarque importante destinée aux utilisateurs du logiciel **epoc Enterprise Data Manager (EDM) version 2.15 ou antérieure** ou **du logiciel eDM Lite version 1.4 ou antérieure** : Vous devez télécharger le fichier eVAD dont le nom contient « oldEDMs », par exemple, « epoc20XXX**oldEDMs**.eVAD (ZIP file) ».

Remarque : Cette mise à niveau comprend le micrologiciel du système epoc Reader, version 2.2.15.0. Il est recommandé de mettre à jour tous les systèmes epoc Reader vers cette version.

Remarque : les clients de l'Espace économique européen doivent se référer à la bibliothèque de documents pour obtenir des informations de données spécifiques à leur région.

Informations relatives à la version

Le tableau suivant fournit les informations relatives à la version du système epoc.

	Système epoc	Logiciel epoc Host	Configuration des capteurs	Micrologiciel epoc Reader	Date d'expiration du logiciel
Nouvelle version	3.45.0	3.45.0	49.1	2.2.15.0	9 juin 2027
Version précédente	3.44.3	3.44.5	48.1	2.2.15.0	8 décembre 2026
	3.44.0	3.44.3	48.0	2.2.15.0	8 décembre 2026
	3.43.0	3.43.2	47.0	2.2.15.0	9 juin 2026

Important ! *Vous pouvez mettre à niveau votre logiciel Host vers cette nouvelle version à partir des versions 3.43.2, 3.44.3 et 3.44.5.*

Important ! *Vous ne pourrez plus réaliser de tests avec votre ou vos dispositifs epoc Host2 au-delà du 14 décembre 2027, une fois le logiciel Host2 expiré. Reportez-vous à la mise à jour du produit pour votre région : (ROW) 51021299-FR et (NAM) 51021305-FR pour obtenir des informations concernant la fin de l'assistance de Host².*

Notes sur les mises à jour : logiciel du système epoc, Version 3.45.0

Logiciel epoc Host

La version 3.45.0 du système epoc apporte l'amélioration suivante :

- Ajout d'assistance pour la configuration des capteurs 49.n

Nouvelle configuration du capteur

Le logiciel du système epoc version 3.45.0 comprend la version 49.1 de la configuration du capteur.

Les mises à jour de la configuration des capteurs du système epoc permettent d'optimiser le contrôle qualité interne et les performances du capteur afin de prendre en charge des améliorations constantes de la qualité dans la fabrication. Ces ajustements occasionnels des coefficients du capteur maintiennent l'exactitude des résultats du système epoc et sont comparables au réglage de l'étalonnage sur les analyseurs traditionnels. Ils sont généralement effectués deux fois par an et sont fournis dans le cadre des mises à jour semi-annuelles du logiciel.

Mises à jour des fiches de valeurs

Les fiches de valeurs contiennent les valeurs cibles et les plages de tolérance des fluides aqueux de contrôle et de vérification de l'étalonnage Eurotrol spécifiques au système epoc. Les fiches de valeurs électroniques (eVAD) sont des versions électroniques des VAD, pouvant être téléchargées sur chaque dispositif epoc Host.

La fiche de valeurs électroniques (eVAD) et les fiches de valeurs imprimables (VAD) pour la configuration du capteur 49.1 peuvent être téléchargées à partir de la bibliothèque de documents Siemens Healthineers (siemens-healthineers.com/document-library).

Les fiches de valeurs pour la configuration du capteur 49.1 peuvent également être demandées au Centre de services à distance Siemens Healthineers ou à votre représentant local de l'assistance technique Siemens.

Remarque : les plages de vérification de l'étalonnage pour une moyenne de trois (3) mesures peuvent être obtenues sur demande.

Remarque : les fiches de valeurs imprimables (VAD) pour la configuration du capteur 49.1 sont également disponibles dans la bibliothèque de documents Siemens Healthineers.

Micrologiciel epoc Reader

Cette mise à niveau logicielle du système epoc inclut également la version 2.2.15.0 du micrologiciel epoc Reader. Il est recommandé de mettre à jour tous les systèmes epoc Reader vers cette version. Cette version inclut des améliorations du système epoc Reader qui accroissent la précision du scanneur de code-barres de carte.

Remarque : le dispositif Host ne procède pas automatiquement à la mise à niveau du micrologiciel Reader. Reportez-vous à la section 7 du Manuel du système epoc pour connaître la procédure de mise à niveau du logiciel Reader.

Notes sur les mises à jour : logiciel du système epoc, Version 3.45.0

Mise à niveau du logiciel epoc

Siemens Healthineers (Epocal Inc.) publie des mises à jour concernant le logiciel du **système epoc** et les fiches de valeurs électroniques (eVAD) plusieurs fois par an. Il existe plusieurs méthodes pour mettre à jour vos systèmes epoc Host vers la dernière version logicielle du système epoc et des eVAD. Ces méthodes varient selon l'utilisation ou non d'un système de gestion de données pris en charge, répertorié dans le tableau suivant :

Méthode de mise à niveau	Description	Pourquoi choisir cette méthode ?	Prérequis	Références
epoc Enterprise Data Manager (EDM)	EDM prend en charge toutes les fonctions et fonctionnalités disponibles sur le système epoc.	Vous utilisez déjà le logiciel EDM pour gérer et prendre en charge le système epoc.	• Logiciel EDM • epoc Host connecté au réseau Wi-Fi • Capacité à télécharger le fichier de mise à niveau epoc et/ou l'eVAD depuis l'adresse siemens-healthineers.com/document-library	Reportez-vous aux sections 7 et 8 et à l'annexe D du Manuel du système epoc avec l'epoc Host[2].
Logiciel eDM Lite	eDM Lite est un logiciel de gestion de données simplifié qui fournit des fonctionnalités limitées de gestion de données pour un nombre réduit de systèmes epoc Host (1 à 5).	Vous utilisez déjà eDM Lite sur un ordinateur portable ou de bureau et vous pouvez connecter vos systèmes epoc Host via le réseau Wi-Fi ou le Bluetooth.	• Logiciel eDM Lite • epoc Host connecté au logiciel eDM Lite via le réseau Wi-Fi ou le Bluetooth • Capacité à télécharger le fichier de mise à niveau epoc et/ou l'eVAD depuis l'adresse siemens-healthineers.com/document-library	Reportez-vous au Guide de l'utilisateur d'eDM Lite.
POCCelerator, UniPOC	POCCelerator et UniPOC prennent en charge la plupart des fonctions et fonctionnalités disponibles sur le système epoc.	Vous utilisez déjà POCCelerator et UniPOC pour gérer et prendre en charge le système epoc. Remarque : pour les mises à jour d'eVAD, veuillez envoyer une demande au Centre de services à distance Siemens Healthineers ou à votre représentant local de l'assistance technique Siemens.	• Logiciel de gestion de données • epoc Host connecté au réseau Wi-Fi • Capacité à télécharger le fichier de mise à niveau epoc depuis l'adresse siemens-healthineers.com/document-library	Reportez-vous aux instructions d'utilisation correspondantes.

Notes sur les mises à jour : logiciel du système epoc, Version 3.45.0

Méthode de mise à niveau	Description	Pourquoi choisir cette méthode ?	Prérequis	Références
Gestionnaires de données tiers (p. ex., Telcor, Abbott RALS Web*3*, AegisPOC)	Les gestionnaires de données tiers compatibles avec le système epoc prennent en charge la plupart des fonctions et fonctionnalités disponibles sur le système epoc.	Vous utilisez déjà un gestionnaire de données tiers compatible pour gérer et prendre en charge le système epoc.	• Logiciel de gestion de données • epoc Host connecté au réseau Wi-Fi • Capacité à télécharger le fichier de mise à niveau epoc et/ou l'eVAD depuis l'adresse siemens-healthineers.com/document-library	Reportez-vous aux instructions d'utilisation correspondantes.
Mise à niveau entre deux systèmes Host	Le système epoc permet à un epoc Host déjà mis à niveau d'envoyer la mise à niveau epoc à un autre epoc Host grâce au Bluetooth.	Vous disposez déjà d'un système epoc Host qui fonctionne avec la dernière version logicielle et vous devez mettre à niveau un autre système epoc Host. *Remarque : cette méthode ne prend pas en charge les mises à jour eVAD.*	• Accès à un système epoc Host qui a déjà été mis à niveau vers la dernière version logicielle du système epoc.	Reportez-vous à la section 7 du Manuel du système epoc avec l'epoc Host.[2]
Carte SD	Les systèmes epoc Host peuvent lire une carte SD contenant le fichier du logiciel du système epoc.	Si les autres méthodes ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être utilisées. *Remarque : cette méthode ne prend pas en charge les mises à jour eVAD.*	• Une carte SD compatible. • Capacité à télécharger le fichier de mise à niveau epoc depuis l'adresse siemens-healthineers.com/document-library • Capacité à copier le fichier de mise à niveau sur la carte SD.	Reportez-vous à la section 7 et à l'annexe A du Manuel du système epoc avec l'epoc Host.[2]

Remarque : le Manuel du système epoc et les autres documents répertoriés dans le tableau ci-dessus (à l'exception des instructions relatives aux gestionnaires de données tiers) peuvent être téléchargés à partir de la bibliothèque de documents Siemens Healthineers, à l'adresse siemens-healthineers.com/document-library.

Remarque : le service de mise à jour en temps réel epoc n'est plus pris en charge par les systèmes epoc Host.[2]

Notes sur les mises à jour : logiciel du système epoc, Version 3.45.0

Questions

Pour obtenir une assistance technique, contactez votre service d'assistance technique local.

Pour obtenir un service client ou des renseignements complémentaires, contactez votre représentant d'assistance technique local.

Nous aimerions connaître votre avis !

Pensez à partager votre expérience et vos idées pour des améliorations futures. Vous pouvez consulter l'enquête de satisfaction client epoc en scannant le code QR ci-dessous ou en vous rendant sur le site Web.

Remarque : cette enquête est disponible en anglais uniquement.

https://forms.office.com/e/GthSLR4tGZ?origin=lprLink

Fabriqué par :
Epocal Inc.
2060 Walkley Rd.
Ottawa, ON
K1G 3P5
Canada
siemens-healthineers.com/epoc

Représentant autorisé :
Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin
Irlande
siemens-healthineers.com/poc

© 2026 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Tous droits réservés.
Toutes les marques commerciales déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
51021369-FR Rév. : 00 10/2026