

Sichere und effiziente Medikamentenabgabe

MedSafe **Intelligent** ist die intelligenteste Lösung für die letzten 50 Meter eines Closed-Loop-Prozesses. MedSafe maximiert die Patientensicherheit auf den Pflegestationen, von der Apotheke oder den Medikamentenräumen bis hin zum Patientenbett.

MedSafe **Intelligent** wird von der AMiS**connect** -Software gesteuert. Pflegekräfte können direkt vom KIS/der Kurve aus problemlos auf patientenspezifische Medikamentenschubladen zugreifen. Völlig sicher. Die Benutzerzugriffe und Einstellungen werden zentral verwaltet. Alle Zugriffe auf die Schubladen werden protokolliert und im AMiS**connect** -Management-Dashbord dargestellt.



Zentral verwaltbare Zugangs- und Nutzerberechtigung




Gesicherte Medikation



Effizienter Workflow

Zugang aus dem KIS

MedSafe **Intelligent** wird vollständig durch AMiS**connect** kontrolliert. Pflegekräfte haben über das KIS/die Kurve einen einfachen Medikamentenzugang. Völlig sicher.



Vorteile

MedSafe ist eine modulare Medikamentenlösung, die kundenspezifisch mit einer variablen Anzahl von Medikamentenschubladen in verschiedenen Größen spezifiziert werden kann. Die Medikamentenlösung kann vom AMiS separiert werden zum Austausch mit der Apotheke oder beim Stellen der Medikamente in Medikamentenvorbereitungszimmern.



Modulares Design



Zentral verwaltbare Zugangs- und Nutzerberechtigung



Medikamentenlösung austauschbar mit der Apotheke




Automatisch gesicherte Medikamentenschubladen

Echtzeitübersicht und Statistiken

Das AMiSconnect Management-Dashboard bietet eine Echtzeitübersicht aller Aktionen während des Medikationsprozesses.

MedSafe-IL - Letzten 7 Tage

Schubladenöffnungen pro Benutzer



Arten von Schubladenöffnungen



5299

Gesamt

212

Öffnungen unter Zeugen

4%

5066

Reguläre Öffnungen

96%

Schubladenöffnungen pro Patient

4.25 durchschnittliche Schubladenöffnungen pro Patient