



Welch Allyn FlexiPort™

Einmal-Blutdruckmanschetten

Die Standardisierung ist jetzt Realität.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Einfach zu bestellen. Einfach anzuwenden. Einfach erstaunlich.

Welch Allyn FlexiPort™ Einmal-Blutdruckmanschetten

Die Standardisierung ist jetzt Realität.

Welch Allyn Einmal-Blutdruckmanschetten sind einfach in der Anwendung und preisgünstig. Sie sind die erste Wahl in allen Krankenhäusern und Kliniken, in denen Infektionskontrolle eine hohe Priorität genießt, weil wir praktisch alle Manschettentypen liefern, die benötigt werden könnten. Darüber hinaus reduzieren Sie Ihren Lagerbestand, weil wir als einziger Lieferant von Manschetten den patentierten FlexiPort-Anschluss anbieten.

Mit den FlexiPort-Einmal-Manschetten können Sie den Patienten ohne weiteres in einen anderen Raum oder eine andere Station verlegen. Teilen Sie dem Patienten bei der Aufnahme in der Klinik einfach eine Manschette zu, rüsten Sie alle Geräte mit FlexiPort-Anschlüssen aus und verbinden Sie die Manschette mit dem jeweils genutzten Gerät.

Wenn Sie auf die standardisierten Welch Allyn FlexiPort Einmal-Manschetten umstellen:

- kann jede Manschette als Einzel- und als Zweischlauch-Manschette verwendet werden
- sind bis zu 60% weniger Sachnummern zu verwalten; dies vereinfacht Bestellungen und reduziert den Lagerbestand
- stehen Ihnen sämtliche Manschettengrößen zur Verfügung, von der kleinen Neonatal-Manschette bis zur Oberschenkelmanschette*
- reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination

*Neonatal-Manschetten sind nicht FlexiPort-kompatibel



Durch die patentierte FlexiPort™ Technologie kann eine Manschette in nahezu allen Bereichen der Patientenversorgung eingesetzt werden.

Der entscheidende Unterschied

Durch die Umstellung auf Einmal-Manschetten können Sie das Risiko der Kreuzkontamination und der damit einhergehenden Infektionen signifikant reduzieren.

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten können mit Bakterien behaftet sein, wie z.B. *Klebsiella pneumoniae*, *Scabies norvegica*, *E. cloacae* und *Staphylococcus aureus*. Sie alle bergen sowohl für Kleinkinder als auch für Erwachsene ein tödliches Risiko.

Häufig wiederverwendete Blutdruckmanschetten sind ein primärer Überträger von MRSA, einem Bakterium, das in den USA 12% aller Krankenhausinfektionen verursacht.



Was ist FlexiPort?

FlexiPort bietet eine gemeinsame Verbindungsstelle zwischen dem Blutdruckmessgerät und der Manschette, die dann als Einschlauch- oder Zweischlauch-Manschette genutzt werden kann.



Der FlexiPort Anschluss ist drehbar, so dass Manschettenschlauch und Anschluss weniger strapaziert werden - dies bedeutet mehr Komfort für den Patienten und eine längere Lebensdauer der Manschette.



Farbcodierung für schnelle Wahl der richtigen Manschettengröße

Erfüllt die neuesten AAMI- und AHA-Richtlinien über die korrekte Größe von Blutdruckmanschetten

Es gibt keine Nähte, die aufreißen oder ausfransen können.
Das weiche, latexfreie Material minimiert das Risiko allergischer Reaktionen und bietet dem Patienten mehr Komfort

Einzigartige Möglichkeit: FlexiPort erlaubt den Wechsel zwischen Einschlauch- und Zweischlauch-Manschettensystemen.

60 % weniger Bestellnummern



Die einzige echte Standardisierung

Mit FlexiPort ist Welch Allyn der einzige Anbieter einer Lösung zur Standardisierung in Ihrer Einrichtung. Beim Wechsel auf FlexiPort sind Manschetten für den Anwender einfacher zuzuordnen und für den Einkauf leichter zu verwalten, da sich die entsprechenden Lagerartikel um bis zu 60 % reduzieren.

Weitere Informationen zur Optimierung Ihres Manschettenbestandes mit Welch Allyn erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn Vertriebspartner vor Ort.

		Option 1	Option 2								
		Stecken sie den obigen FlexiPort Anschluss direkt auf den bestehenden Schlauch Ihres Blutdruckmessgerätes.	Kaufen Sie die FlexiPort-Manschetten mit Schläuchen und Anschlüssen passend zu Ihren Blutdruckmessgeräten ohne Umstellung.								
		Schläuche und zusätzliche Anschlüsse sind nicht nötig.	Einschlauch				Zweischlauch				
Größe (20 Manschetten/Packung)	Armumfang	FlexiPort Manschette	Schraubverbindung	Tri-Purpose	Rastverbindung	Bajonettverbindung	Schraubverbindung	Rastverbindung	Tri-Purpose für Zweischlauchsystem	Gebläse	
Kleinkind, klein (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a	
Kleinkind (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV	
Kind, klein (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV	
Kind (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV	
Erwachsener, klein (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV	
Erwachsener (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV	
Erwachsener, lang (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV	
Erwachsener, groß (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV	
Erwachsener, groß, (lang) (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV	
Oberschenkel (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV	

* Für eine male und female Rastverbindung ändern Sie in der Art. Nr. "MQ" in „MF“

Entscheiden Sie sich für die Standardisierung und machen Sie sich nie wieder Gedanken über Schläuche und Anschlüsse

- 1) Rüsten Sie alle Blutdruckmessgeräte mit FlexiPort-Anschlüssen aus.
- 2) Teilen Sie dem Patienten bei der Aufnahme in der Klinik seine Manschette zu.
- 3) Profitieren Sie von der einzigartigen Möglichkeit, die Manschetten direkt an alle Blutdruckgeräte anschließen zu können - in allen Zimmern, Stationen und Abteilungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn Vertriebspartner vor Ort oder besuchen Sie uns im Internet unter www.welchallyn.com.

Neonatal Einmal-Manschetten mit male Luer Slip Verbindung

Größe	Armumfang	Einschlauch (10-er Packung)	Zweischlauch (10-er Packung)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 of each	5082-241-9	5082-241-10

Welch Allyn GmbH & Co. KG,
Zollerstrasse 2-4, D - 72417 Jungingen, Deutschland
Tel. 07477-9271-0 Fax. 07477-9271-90
info@welchallyn.de www.welchallyn.com

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™