

classic-cart Profi

Planungshilfe

Ausstattung

Energiesäulen: ja GW. _____

Ein- / Ausschalter: ja nein

Rollenumbausatz: ZV. _____

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja nein

Trenntransformator: 660 VA mit 4-fach Kaltgerätedosenleiste
 1000 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste
 1600 VA mit 8-fach Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter: ja nein

Steckdosenleiste: ZV. _____


Rückwand: ja nein

Zubehör / Anbauteile: _____

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .901 (RAL 5021 Wasserblau)
 .902 (RAL 5013 Kobaltblau)
 .903 (RAL 7035 Lichtgrau)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	829 mm	857 mm
30 E	1117 mm	1145 mm
40 E	1437 mm	1465 mm

Einbaubreiten: 450 / 500 / 600 mm

Gesamtbreiten: 564 / 614 / 714 mm

Gestelltiefe (gesamt): 625 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei classic-cart Profi können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. mit der 2. Einheit bzw. 64 mm von unten montieren.

ITD GmbH
 Grünwalder Weg 13a
 82008 Unterhaching
 Tel. +49 (0)89 61 44 25-0
 Fax +49 (0)89 61 44 25-20
 E-Mail: sales@itd-cart.com
 www.itd-cart.com

