


MESI mTABLET ABI

Der intelligenteste kabellose Knöchel-Arm-Index

- PADsense™-Algorithmus zur Erkennung einer schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
- 3CUFF™ Technologie ermöglicht simultane Messungen
- 1-minütige, schnelle und zuverlässige ABI-Messung mit Auswertung der Pulswellenform

DIREKT IN DIE
PATIENTENDATEN (EHR)
SPEICHERN



TEILEN FÜR EINE
ZWEITMEINUNG


Warum MESI mTABLET ABI?



- SmartArm™ Erkennung – zur Feststellung des höheren Blutdrucks
- Automatische und simultane 3-cuff-Messung
- Verschiedene Manschettengrößen und die Möglichkeit, verschiedene Größen während einer Messung zusammenzubringen
- Pulswellen- und Oszillationsdiagramme
- Erweiterte Überprüfung und Warnungen, dank des PADsense™ Algorithmus

App-Erweiterungen

Das **MESI mTABLET ABI** ist nicht nur ein fortgeschrittenes Knöchel-Arm-Index-Messgerät. Durch die erweiterte Nutzung von Smartapps, wie der BP-App oder der Photo-App, können Sie den Blutdruck messen oder die Heilung von Hautkrankheiten überwachen - und das nur mit ein paar Klicks auf einem einzigen Gerät.



MESI Deutschland GmbH
Rüdersdorfer Str. 54
15566 Schöneiche
Deutschland, EU

E: info.de@mesimedical.com
T: +49 170 818 4173

www.mesimedical.de

MESIldoo

MESImedical

MESI



Europäische
Produktion und
Entwicklung



Weltweite Präsenz

FDA

FDA-Zulassung
(Food and Drug
Administration)

MDR

MDR-konform
(Medical Device
Regulations)



ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049

ISO 9001 und
ISO 13485



Erfüllt
MDSAP