



MESI

Simplifying Diagnostics



MESI mTABLET ECG

Das erste vollständig digitale Elektrokardiogramm

- Kabellose, digitale 12-Kanal-EKG-Messung
- Austausch von Ergebnissen für eine sofortige Zweitmeinung
- Erweiterte Analysemöglichkeiten mit MESI mRECORDS

DIREKT IN DIE PATIENTENDATEN (EHR) SPEICHERN



VERSCHIEDENE PATIENTENKABEL VERFÜGBAR



KABELLOS & TRAGBAR



ERGEBNISSE FÜR EINE ZWEITMEINUNG TEILEN




Warum MESI mTABLET ECG?



- Kabelloses 12-Kanal-EKG
- Auswertung mit Glasgow-Algorithmus
- EKG Signalfilter (MESI Signalverstärkung, Hochpass, Tiefpass, Netz, Myogramm)
- 8 moderne Ansichtsoptionen
- Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Einstellung der Prüfeempfindlichkeit
- Einfaches Vergrößern, Hinzufügen von Kommentaren und erweiterte Analyse mit Ereignis-Tags
- Anpassbare Ausdrücke direkt vom MESI mTABLET

App-Erweiterungen

Das **MESI mTABLET ECG** ist nicht nur ein fortschrittliches Elektrokardiogramm. Durch das Hinzufügen neuer intelligenter Apps können Sie die Nutzung erweitern und es zu Ihrem echten Partner auf Lebenszeit machen. Dies macht es zu einem Medizinprodukt mit völlig neuem Konzept.



MESI Deutschland GmbH
Rüdersdorfer Str. 54
15566 Schöneiche
Deutschland, EU

E: info.de@mesimedical.com
T: +49 170 818 4173

www.mesimedical.de

f MESIdoo

🐦 MESImedical

in MESI



Europäische
Produktion und
Entwicklung



Weltweite Präsenz

FDA

FDA-Zulassung
(Food and Drug
Administration)

MDR

MDR-konform
(Medical Device
Regulations)



ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049

ISO 9001 und
ISO 13485



Erfüllt
MDSAP