



SISS BABYCONTROL M



ATMUNG  EKG  BLUTSAUERSTOFFSÄTTIGUNG SpO_2



SCHULTE-ELEKTRONIK GMBH
Medizintechnik

SISS BABYCONTROL M



ATMUNG  EKG  BLUTSAUERSTOFFSÄTTIGUNG **SpO₂**

SISS BABYCONTROL M ist ein Vitalparameter-Monitor entwickelt in Zusammenarbeit mit WILDDDESIGN, führend im Medical Design und MASIMO dem weltweit bekannten Hersteller von SpO₂-Technologien.

Mobilität

Mit einem Gewicht von nur 450 Gramm arbeitet das Gerät ausschließlich mit Batterien oder Akkus. So bietet es volle Bewegungsfreiheit bei der Überwachung.

High Tech mit micro SD Memory Wechselspeicher

Trotz seiner geringen Größe ist der **SISS BABYCONTROL M** in der Lage komplexe Messvorgänge vorzunehmen und zu speichern. Die micro SD-Speicherkarte kann aus dem Gerät entfernt und bei dem behandelnden Arzt eingelesen werden. Die gespeicherten Ereignisse können in einer übersichtlichen Software ausgewertet werden.

Intuitiv statt kompliziert

Die große beleuchtete LCD-Anzeige (Display) und die übersichtlich angeordneten Tasten erklären die Bedienung nahezu von selbst. LED-Signale in Ampelfarben weisen den Benutzer auf den Zustand des Gerätes hin.

Der **SISS BABYCONTROL M** gibt einen optischen und akustischen Alarm, der je nach Ereignis ausgelöst wird.

Technik

Anzeigen	Vitalparameter über LCD / Alarme über LED
Anschluss SpO ₂	MASIMO SET®-Technologie
Anschluss EKG	2/3 Einweg-Elektroden
Anschluss Atmung	Atemsensor
Datenspeicher	2 GB micro SD (Wechseldatenspeicher)
Gewicht / Größe	450 Gramm / 150 x 80 x 55 mm
Stromversorgung	4 x AA Batterie / Akku



SCHULTE-ELEKTRONIK GMBH
Medizintechnik

Schörenbergstr. 20 • 59939 Olsberg • Germany
Telefon +49 (0)2962 9707 0 • Fax +49 (0)2962 9707 15
www.schulte-elektronik.de • eMail: info@schulte-elektronik.de