

monsoon 4

Die neue Generation

- bekannte Zuverlässigkeit
- flexibler Einsatz
- wirtschaftlich
- klinischer Gold-Standard



We start where
others stop

- HFOT •
- ACUDis •
- PDMS-Anbindung •
- Patientennahe Messung •
- abwärtskompatibles Zubehör •
- ARCG Adaptive Atemgasklimatisierung •

monsoon 4 - Varianten

Art.-Nr.:	214001	214002	214003	214011	214012	214013
Typ	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4
Varianten	Single ++	Double ++	Double +Ready	Single +	Double +	ACUDis
ARGC	ARGC	ARGC	ARGC	ARGC	ARGC	
ACUDis	ACUDis	ACUDis	ACUDis			
1st Jet 12-1600 CPM	+	+	+	+	+	
1st Jet 0.1 - 3.5 Bar	+	+	+	+	+	
1st Jet PP Sensor	+	+	+	+	+	
1st Jet Heizung	+	+	+	+	+	Extends
1st Jet Klimatisierung	+	+	+	+	+	Single/ Double +
PIP (Aux) Line	+	+	+	+	+	to
Bypass 15 LPM	+	+	+	+	+	Single/ Double ++
2nd Jet 12-100 CPM	-	+	0	-	+	
2nd Jet 0.1 - 3.5 Bar	-	+	0	-	+	
2nd Jet PP Sensor	-	+	0	-	+	
2nd Jet Heizung	-	+	0	-	+	
HFOT Modus	+	+	+	-	-	+
PNM (etCO ₂ ; FiO ₂)	+	+	+	-	-	+
SenTec-Anbindung	+	+	+	-	-	+
HL7/ Fire ready	+	+	+	-	-	+
Trend Kurven	+	+	+	-	-	+
15.6" Remote Touch Display	+	+	+	-	-	+
Speicher-Datenbank	+	+	+	-	-	+



Vertriebspartner Schweiz: medi-lan Schweiz ag

Hammerstrasse 3 | 6312 Steinhausen

Kundendienst +41 41 748 52 00 | Techn. Support +41 41 748 52 09

info@medi-lan.ch | www.medi-lan.ch

